



#### Head Office

Midan, Damascus, Syria

Tel.: +963 (11) 630 16 79 /80

Fax: +963 (11) 631 24 54

P.O.BOX.: 31191

[info@serdapharma.com](mailto:info@serdapharma.com)

[www.serdapharma.com](http://www.serdapharma.com)

#### Factory

Hassia, Homs, Syria

Tel.: +963 (31) 536 06 23

Fax.: +963 (31) 536 06 29



٣ - نزع صمام الإغلاق الموجود في أسفل الكيس،  
بتدوير الجزء المجنح السفلي منه باليد اليسرى بعكس  
اتجاه عقارب الساعة بينما تكون اليد اليمنى ممسكة  
بالجزء العلوي من الصمام

3 - Remove closure valve at the bottom of the bag by rotating the lower winged part by the left hand counterclockwise direction, While the right hand holding the upper part of the valve.

٤ - وصل المجموعة الناقلة من الجهة المعاكسة للابرة  
بالكيس في مكان نزع صمام الإغلاق المذكور في الفقرة  
السابقة

٤ - Insert the spike of the Infusion set with the bag at place of closing Valve removed which mentioned in previous paragraph



## الطريقة العملية لاستخدام المحاليل الوريدية

### Practical way for using intravenous solutions



١ - افتح التغليف الخارجي لكيس السيروم من الزاوية العليا من جهة فتحة تعليق الكيس على حامل السيرومات ، بحيث يكون صمام الإغلاق وفتحة مرور الهواء للأسفل.

1 - Open the outer packaging of the serum bag from the upper corner toward bag hanger opening on the serums bags holder in which the close valve, and the air flow opening toward down

٢ - تعليق الكيس على حامل السيرومات بنفس الاتجاه  
المذكور بالفقرة السابقة .

2 - Hanging the bag on the serum bags holder at the same direction mentioned in the previous paragraph.

